



LINEA COMPRESSE CHIRURGICHE ADESIVE

LINEA FISSAGGI ADESIVI SPECIALI


LINEA MEDICAZIONI ADESIVE OCULARI E PER CICATRICI



MEDICAZIONE ADESIVA TNT



Delicata sterile e non impermeabile.



Tampone centrale
con strato antiaderente
per una facile rimozione



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d'uso:

Utilizzato per la protezione di ferite chirurgiche, ferite superficiali, tagli e abrasioni.

Caratteristiche:

- Sterile e confezionata in busta singola
- Pronta all'uso
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
- Adesività persistente che permette una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
- Efficace assorbimento degli essudati, fornisce un'affidabile protezione
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce
- Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
- Soffice TNT bianco di poliestere adattabile ed altamente conformabile
- Adesivo acrilico ipoallergenico testato dermatologicamente


Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle evitando di toccare la compressa centrale assorbente. Rinnovare all'occorrenza in base al quantitativo di essudati e allo stato della ferita.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	DIMENSIONE PAD	Q.TÀ
 A984111880	984111880	medicazione adesiva tnt 5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	5 pz.
 A984111892	984111892	medicazione adesiva tnt 10 x 6 cm	6,5 x 3,5 cm	5 pz.
-----	PROCURO	10 x 8 cm	5 x 4 cm	5 pz.
 A984111904	984111904	medicazione adesiva tnt 10 x 10 cm	5 x 5 cm	5 pz.
 A984111866	984111866	medicazione adesiva tnt 10 x 12.5cm	5 x 7,5 cm	5 pz.
 A984111878	984111878	medicazione adesiva tnt 8 x 15cm	3,8 x 10,5 cm	5 pz.
-----	PROCURO	10 x 25 cm	5 x 20 cm	5 pz.

MEDICAZIONE ADESIVA IMPERMEABILE TRASPARENTE

Comprese in film trasparente, traspirante ed impermeabile.



Film di poliuretano ideale per la doccia, il bagno e il nuoto.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d'uso:

Destinato per la protezione sterile impermeabile di ferite chirurgiche, ferite superficiali, tagli e abrasioni.

Caratteristiche:

- Sterile e confezionata in busta singola
- Pronta all'uso
- Barriera impermeabile all'acqua e ai batteri, permette la pulizia dell'area circostante senza bagnare la ferita.
- Supporto estremamente elastico ed altamente conformabile
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
- Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione indolore e non lascia residui sulla pelle
- Riduce il rischio di fuoriuscite di liquidi e di contaminazione
- Efficace assorbimento degli essudati, fornisce un'affidabile protezione
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce
- Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
- Adesivo acrilico ipoallergenico testato dermatologicamente
- Tampone centrale con strato antiaderente di polietilene per una rimozione senza traumi


Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Rimuovere una delle due pellicole protettive avvicinando il lato adesivo alla pelle ed applicare la prima metà del film aiutandosi con le dita per far aderire bene la pellicola dal centro della medicazione verso l'esterno. Rimuovere la seconda pellicola protettiva e applicare l'altra metà del film senza tenderlo. Modellare la pellicola sulla pelle, prestando particolare attenzione ai bordi per assicurarne la buona adesività e l'impermeabilità all'acqua e ai batteri. Rimuovere la pellicola protettiva dorsale trasparente facilitato dalla banda di invito blu. Evitare di toccare la compressa centrale assorbente durante l'applicazione. Rinnovare all'occorrenza in base alla quantità di essudati e allo stato della ferita. Per una corretta rimozione sollevare delicatamente uno alla volta gli angoli della medicazione oppure tendere progressivamente uno di essi in senso longitudinale alla ferita.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	DIMENSIONE PAD	Q.TÀ
 A984111916	984111916	medicazione adesiva imp.trasparente 5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	5 pz.
 A984111928	984111928	medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 6 cm	6,5 x 3,5 cm	5 pz.
-----	PROCURO	10 x 8 cm	5 x 4 cm	5 pz.
 A984111930	984111930	medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 10 cm	5 x 5 cm	5 pz.
 A984111942	984111942	medicazione adesiva imp.trasparente 10 x 12,5 cm	5 x 7,5 cm	5 pz.
 A984111955	984111955	medicazione adesiva imp.trasparente 8 x 15 cm	3,8 x 10,5 cm	5 pz.

ROTOLO ADESIVO DI FISSAGGIO IN TNT

Non impermeabile - sistema di fissaggio indicato per la Farmacia, Ospedale ed Ambulatori privati.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile.

Destinazione d'uso:

Rotolo adesivo in sofficina TNT per il fissaggio di cateteri, garze e altre medicazioni.

Caratteristiche:

- Adattabile ed altamente conformabile
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo
- Lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
- Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
- Adesività persistente che permette una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle

Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita prima dell'applicazione. Tagliare la benda su misura in base alle necessità.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	Q.TÀ
 A984111967	984111967	rotolo adesivo di fissaggio in tnt 5 mt x 2,5 cm	1 pz.
 A984111979	984111979	rotolo adesivo di fissaggio in tnt 5 mt x 5 cm	1 pz.
 A984111993	984111993	rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 5 cm	1 pz.
 A984112007	984112007	rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 10 cm	1 pz.
 A984112019	984112019	rotolo adesivo di fissaggio in tnt 10 mt x 15 cm	1 pz.

MEDICAZIONE ADESIVA DI FISSAGGIO INTRAVENOSO TNT

Non impermeabile.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile (Marchio CE 0546)

Destinazione d'uso:

Specifico per il fissaggio cannula (aghi cannula, cateteri, deflussori).

Caratteristiche:

- Sterile e confezionata in busta singola
- Pronta all'uso
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle
- Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
- Tampone centrale con strato antiaderente di polietilene per una rimozione indolore
- Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
- Adesività persistente che permette una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce


Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle evitando di toccare la compressa centrale assorbente. Rinnovare all'occorrenza.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	DIMENSIONE PAD	Q.TÀ
 A984112045	984112045	medicazione ades.fissaggio intrav.tnt 8 x 5,8 cm	2 x 1,5 cm	50 pz.

MEDICAZIONE ADESIVA DI FISSAGGIO IMPERMEABILE

Per medicazioni e dispositivi per sensori per Diabetici. Film in poliuretano trasparente.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d'uso:

Medicazione sterile in film di poliuretano trasparente per il fissaggio di cateteri, garze, bende e altre medicazioni.

Caratteristiche:

- Sterile e confezionata in busta singola
- Pronta all'uso
- Permettere la pulizia dell'area senza bagnare la ferita
- Supporto estremamente elastico ed altamente conformabile alle zone difficili
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
- Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione indolore e non lascia residui sulla pelle
- Riduce il rischio di fuoriuscite di liquidi e di contaminazione
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce
- Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
- Film di poliuretano trasparente, barriera impermeabile all'acqua e ai batteri


Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita. Applicare la medicazione facendo aderire bene i bordi alla pelle. Rimuovere il protettivo sollevando l'invito blu. Rinnovare all'occorrenza.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	Q.TÀ
 A984112021	984112021	medicazione adesivo di fissaggio impermeabile 6 x 8 cm	50 pz.
 A984112033	984112033	medicazione adesivo di fissaggio impermeabile 10 x 12,5 cm	50 pz.

MEDICAZIONE ADESIVA DI FISSAGGIO INTRAVERENOSO

Con film trasparente ed impermeabile.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile (Marchio CE 0546)

Destinazione d'uso:


Specifico per il fissaggio cannula (aghi cannula, cateteri, deflussori).

Caratteristiche:


- Sterile e confezionata in busta singola
- Pronta all'uso
- Impermeabile all'acqua e ai batteri
- Trasparente, permette una facile ispezione del sito di iniezione
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle
- Bordi arrotondati per evitare il distacco della medicazione in seguito a sfregamento e frizione
- Adesivo acrilico ipoallergenico, testato dermatologicamente
- Forte potere adesivo iniziale e persistente, permette una rimozione indolore e non lascia residui
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	Q.TÀ
 A984112058	984112058	medicazione adesivo fissaggio intravenoso 8 x 5,8 cm	100 pz.

COMPRESSE OCULARI ADESIVE



Medicazione oculare adesiva in TNT.
Confezionata singolarmente, non impermeabile.



Adesivo acrilico ipoallergenico,
indicato per pelli sensibili.
Testato dermatologicamente.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Sterile (Marchio CE 0546).

Destinazione d'uso:

Protezione sterile della zona oculare e perioculare dagli agenti esterni in caso di ferite superficiali o ferite chirurgiche.

Caratteristiche:

- Sterile e confezionata in buste singole
- Pronta all'uso
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle evitando il rischio di macerazione
- Forma anatomica, garantisce la completa occlusione dell'occhio
- Compresa centrale ad alto spessore. Elevata protezione ed assorbimento efficace fino a 10 volte il suo peso.
- Adesività persistente che permette comunque una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
- Pellicola protettiva facilmente rimovibile anche con i guanti
- Applicazione facile e veloce
- Tampone centrale altamente assorbente con strato antiaderente di polietilene. Rimozione senza traumi
- Soffice TNT bianco di poliestere adattabile ed altamente conformabile

Consigli per un corretto utilizzo:

Pulire, disinfettare ed asciugare la zona perioculare ed il suo perimetro. Applicare la medicazione esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle evitando di toccare la compresse centrale assorbente. Rinnovare all'occorrenza in base al quantitativo di essudati e allo stato della ferita.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	DIMENSIONE PAD	Q.TÀ
 A984111942	908773942	compresse oculari adesive - 6,5 x 9,5 cm	3,8 x 6,6 cm	10 pz.

COMPRESSE OCULARI PER TERAPIA IN TNT



Banda adesiva oculare in TNT colorato con disegni di poliestere, non sterile e in confezione singola.



Soffice tessuto non tessuto colorato di poliestere, adattabile ed altamente conformabile.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I Non Sterile.

Destinazione d'uso:

Protezione occlusiva in TNT estensibile in poliestere con disegni colorati. Adatto per una medicazione sicura e confortevole, il tampone centrale svolge un'azione protettiva e l'adesivo acrilico ipoallergenico è indicato per le pelli sensibili dell'area oculare.

Caratteristiche:

- Confezionata in busta singola; pronta all'uso
- Permeabile all'aria ed al vapore acqueo, lascia respirare la pelle
- Compresa centrale in materiale tri-laminato: estremamente confortevole, elevata protezione
- Forma anatomica, garantisce la completa occlusione dell'occhio
- Due incisioni, prevengono la formazione di grinze sul supporto e il prematuro distaccamento dalla pelle
- Sagoma allungata nella zona nasale, corretta portabilità degli occhiali, evita la filtrazione laterale della luce
- Adesività persistente che permette comunque una rimozione indolore, non lascia residui sulla pelle
- Applicazione facile e veloce
- Strato occlusivo nero, oscuramento ottimale della vista; soffice viscosa; strato di polietilene, rimozione senza traumi
- Adesivo acrilico ipoallergenico, indicato per pelli sensibili. Testato dermatologicamente

Consigli per un corretto utilizzo:

Utilizzare su pelle asciutta e pulita. Sostituire la benda giornalmente.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	DIMENSIONE PAD	Q.TÀ
 A984112060	984112060	compresse oculari per terapia in tnt 7,5 x 5,7 cm	4,9 x 3,2 cm	21 pz.

MEDICAZIONE IN SILICONE PER CICATRICI

Strato autoadesivo, durevole e riutilizzabile fino a 7 giorni.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I non Sterile.

Destinazione d'uso:

Medicazione indicata per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici, anche ipertrofiche e dei cheloidi. Se applicata su complessi cicatriziali pregressi, può migliorare l'aspetto estetico e l'ipertrofismo. La medicazione deve essere utilizzata esclusivamente su cicatrici chiuse e lesioni completamente guarite.

Caratteristiche:

- Tessuto conformabile color pelle con strato autoadesivo di silicone medicale. Durevole e riutilizzabile fino a 7 giorni

Consigli per un corretto utilizzo:

Rimuovere la pellicola protettiva e applicare la medicazione su cute asciutta e pulita. Si consiglia un uso continuativo 24 ore al giorno, rimuovendo la medicazione almeno una volta al giorno per controllare il sito di applicazione.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE E DIMENSIONI	Q.TÀ
 A984112072	984112072	medicazione in silicone per cicatrici 5 x 7,2cm	3 pz

Distribuito in esclusiva da:

