

Ciambelle e Cuscini Antidecubito

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivi Medici Classe I.

Ciambelle Post-Operatorie

Destinazione d'uso: La ciambella post-operatoria è un ausilio per la seduta ed è indicata per decorsi post-operatori in particolar modo per la riduzione della comparsa di decubito, dovuto alla pressione da contatto prolungato. Inoltre, è indicata in caso di emorroidi, traumi e dolori delle zone coccigee. Grazie al foro centrale, riduce la pressione nelle zone interessate.

Ciambella Post-Operatoria

**Misure (± 3%):**

Ø esterno: 41 cm | Ø interno: 14 cm

Altezza: 10 cm | Peso: 0,28 kg

Composizione:

100% schiuma di poliuretano espanso.

Dispositivo privo di lattice.

Ciambella con fodera

**Misure (± 3%):**

Ø esterno: 41 cm | Ø interno: 14 cm

Altezza: 10 cm | Peso: 0,4 kg

Composizione:

Anima: 100% schiuma di poliuretano espanso.

Fodera: 100% poliestere, removibile e lavabile.

Dispositivo privo di lattice.

Pulizia e manutenzione:**Ciambella:**

Non lavare la ciambella, ma eseguire una pulizia superficiale con un panno umido e un detergente delicato. Non immergere la ciambella completamente nell'acqua. Asciugare naturalmente in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore. Non utilizzare l'asciugatrice, poiché il calore eccessivo può danneggiare il materiale.

Fodera:

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, eliminare l'eccesso di acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice. Asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare. Non lavare a secco.



Ciambelle e Cuscini Antidecubito

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Cuscino con Foro e Fodera

Destinazione d'uso: Ausilio per la seduta, indicato per alleviare la pressione perineale, prevenendo in questo modo lo schiacciamento della prostata o/e delle emorroidi. Grazie alla forma anatomica con foro centrale, è utile per alleviare il dolore associato alla compressione del pavimento pelvico nella posizione seduta, nei decorsi postoperatori, in presenza di piaghe, prostatiti, emorroidi e prolapsi in genere. Può essere utilizzato anche da automobilisti che passano molte ore alla guida e da chi svolge attività sedentaria.



**Utile nei casi
di prostatite
e patologie
del perineo**



Caratteristiche:

Colore nero • Dimensioni (cm): 38 x 42 x 6 • Peso (kg): 0,5 • Portata massima (kg): 110

Composizione: Cuscino in 100% schiuma di poliuretano espanso. Fodera in 100% poliestere, removibile e lavabile. Privo di lattice.

Pulizia e manutenzione: Lavare la fodera in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, eliminare l'eccesso di acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice. Asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare. Non lavare a secco.

Conservazione: Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore e umidità.



Avvertenze e precauzioni: Consultare il proprio Medico curante prima dell'utilizzo. Le caratteristiche della seduta, della postura del paziente e del tempo di utilizzo contribuiscono all'utilizzo corretto del dispositivo e alla sua efficacia. Non utilizzare il Dispositivo a diretto contatto con la pelle, utilizzando sempre un'opportuna copertura in cotone. Per qualsiasi forma di allergia o manifestazione di dolore consultare il proprio Medico curante. Non utilizzare a diretto contatto con fonti di calore o con oggetti appuntiti e/o taglienti. Effettuare una regolare pulizia del Dispositivo.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



Codice	Descrizione	Barcode	CND	RDM
909302503	Ciambella post-operatoria	 A909302503	V08030102 cuscini medicali antidecubito non attivi	2433935
904948484	Ciambella con fodera	 A904948484		2331691
904948496	Cuscino con foro e fodera	 A904948496		2433908