

Pieghevole con Stabilizzatore DELUXE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



CONFORMITA':
UNI EN 12182 - UNI EN 12183

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo Medico di Classe I

DESTINAZIONE D'USO: Incentiva e facilita l'autonomia degli spostamenti, in spazi interni ed esterni, di soggetti temporaneamente o definitivamente impossibilitati all'uso degli arti inferiori.

DESCRIZIONE: Carrozzina pieghevole ad autospinta con telaio in lega leggera, dotata di serie di pedane estraibili e girevoli lateralmente, braccioli desk regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili, struttura a doppia crociera, ruote posteriori estraibili, cintura di sicurezza a vita per bloccaggio paziente, fornita di serie.

Leggera e chiudibile, ideale per un agevole trasporto e per ridurre l'ingombro quando non utilizzata.



COLORE ROSSO O BLU
SECONDO DISPONIBILITÀ

CARATTERISTICHE E MATERIALI:

Struttura: telaio tubolare in lega leggera di alluminio anodizzato, per facilitare l'utilizzo e il trasporto. Verniciatura con polveri epossidiche. Parti del telaio cromate. Colore rosso;

Ruote anteriori: piroettanti su forcella girevole, gommatura in poliuretano espanso, Ø 200x32 mm., antiforatura;

Ruote posteriori: estraibili con perno ad estrazione rapida, gommatura in poliuretano espanso Ø 600 mm. con anello corrimano, antiforatura;

Freni: a leva con dispositivo di stazionamento;

Selleria: il sedile e lo schienale sono realizzati in nylon ad alta resistenza, impermeabili e imbottiti internamente per garantire maggiore comfort; autoestinguento e lavabile;

Braccioli: regolabili in altezza, ribaltabili posteriormente ed estraibili con arresto a pulsante. La parte imbottita è realizzata con imbottitura in poliuretano; predisposizione per l'aggiunta del tavolino;

Gruppo pedana: costituito da una struttura in lega di alluminio, regolabile, girevole lateralmente ed estraibile. Pedana plastica nera rinforzata, con cinturino ferma tallone, ribaltabile;

Viteria: normalizzata e reperibile sul mercato;

PULIZIA E MANUTENZIONE: Per la manutenzione e la pulizia si faccia riferimento al Manuale d'uso che corredata il prodotto.

SMALTIMENTO: smaltire secondo le normative vigenti.



DIMENSIONI E PESI:	Altezza della seduta da terra	Larghezza seduta	Profondità seduta	Larghezza totale	Profondità	Peso	Portata Massima
	cm. 49	cm. 43	cm. 40	cm. 63	cm. 103	Kg. 15	Kg. 120

COD. ISO: 12.22.03.003

EX 332/99 - 12.21.06.039 + 12.24.03.118 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160 - 12.24.21.106

CODICE	BARCODE
971931302	 A971931302

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti

