

# SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE

## 250 ml

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Classificazione:** Kit assemblato.

**Destinazione d'uso:** Lavaggio oculare e irrigazione di ferite nelle procedure di primo soccorso.

**Composizione del kit:**

1 flacone di NaCl 0.9% 250 ml – Dispositivo Medico di classe IIa, sterile, monouso.

1 tappo/docetta oculare in polietilene (non DM) – progettato per agevolare le operazioni di irrigazione oculare.

**Avvertenze e precauzioni:**

- Controllare l'integrità del prodotto prima dell'uso: non utilizzare se risulta danneggiato.
- Sistema monouso apribile una sola volta.

**Conservazione:** Conservare ad una temperatura compresa tra i +5°C e +25°C ed una umidità tra il 10% e il 90%, al riparo dalla luce diretta del sole.

Durata di conservazione: 3 anni.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti.

| Codice    | Descrizione                          | Barcode                                                                                            | RDM    |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 952006245 | Soluzione per lavaggio oculare 250ml | <br>A952006245 | 132439 |

