

Rialzo WC con braccioli senza coperchio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I.**Destinazione d'uso:**

Progettato per chi ha difficoltà nel sedersi o nell'alzarsi usando il WC. Le maniglie garantiscono un miglior appoggio e più stabilità all'utilizzatore.

Composizione:

Il Rialzo WC è fabbricato in polietilene ad alta densità (HDPE). I braccioli presentano tubi in alluminio anodizzato con rivestimento in neoprene nella zona d'appoggio per le mani.

Caratteristiche:

- * Veloce e facile da montare, si adatta alla maggioranza dei wc.
- * La seduta del rialzo wc incorpora un'apertura anteriore che permette una maggiore accessibilità per l'igiene personale.
- * L'area della seduta è ergonomicamente corretta per ridurre la pressione di appoggio offrendo un maggiore comfort all'utilizzatore.
- * Le maniglie garantiscono un miglior appoggio e più stabilità all'utente.
- * Il rialzo si blocca sul water tramite un meccanismo di ancoraggio anteriore e posteriore;
- * Il meccanismo di ancoraggio anteriore è costituito da una staffa a vite in plastica regolabile in lunghezza.
- * La superficie lucida è facile da pulire, resistente alle macchie e non trattiene gli odori, contribuendo a mantenere elevati standard igienici.

Specifiche tecniche:

Lunghezza: 45 cm
Larghezza: (solo seduta) 40 cm. – 50 cm. con i braccioli
Peso: 2 Kg
Altezza media: 12,5 cm
Dimensioni apertura: 24 x 19 cm
Portata massima: 130 Kg

Pulizia e manutenzione: Per una corretta igiene, pulire il Rialzo WC utilizzando acqua e sapone neutro, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non immergere il Rialzo WC in acqua.

Avvertenze: Usare il Dispositivo solo se integro e non presenta danneggiamenti o crepe. Seguire le istruzioni per l'uso per il corretto montaggio. Prima dell'utilizzo assicurarsi che il Dispositivo sia fissato correttamente al WC. Non superare la portata massima di 130 KG. Non serrare eccessivamente il sistema di bloccaggio. Durante l'uso del Dispositivo mantenere una posizione di equilibrio, evitando di sporgersi in avanti e di non spostare il peso da un bracciolo all'altro.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



CODICE MINSAN	BARCODE	CND	RDM
902725910	 A902725910	Y091215	2343689

