

Deflussori Flebo con Roller con e senza ago

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Classificazione: Dispositivo Medico Classe IIa.

Destinazione d'uso: Dispositivo monouso sterile indicato per somministrazione di soluzioni infusionali.

Caratteristiche:

- Materiali chimicamente stabili, trasparenti, flessibili, resistenti alla trazione e alla pressione interna del circuito del fluido.
- Perforatore con cappuccio di protezione.
- Presa d'aria antibatterica.
- Camera di gocciolamento con filtro soluzione 15 micron.
- Stringitubo a roller.
- Raccordi in poliisoprene (latex free) per punti di iniezione ripetutamente perforabili.
- Raccordo Luer Lock con tappino di chiusura (modello senz'ago)
- Ago vena 21G con cappuccio (modello con ago)
- Apirogeni, atossici.
- Non contengono lattice, né ftalati.
- Sterilizzati a Ossido di etilene.
- Validità 5 anni dalla data di produzione, se conservati correttamente, a confezione integra.
- Confezionati singolarmente in busta sterile di polietilene.

Dimensioni: Tubo in PVC: lunghezza 130 cm, Ø 3 x 4,1 mm.

Camera di gocciolamento: standard (20 gocce H₂O = 1 ml), 16 x 70 mm.

Materiali:

- PVC, ABS, Polietilene, Polipropilene, Nylon, Poliisoprene.
- Acciaio e PVC (ago).
- Sono atossici gli inchiostri utilizzati per evidenziare gli indici di misura o di lettura impressi sulle parti a diretto contatto con il prodotto.
- I materiali utilizzati sono compatibili nei confronti dei prodotti farmaceutici con cui possono venire a contatto nella normale pratica d'uso.
- I materiali utilizzati in riferimento all'eventuale cessione di sostanze nelle soluzioni somministrate sono conformi a quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale.
- Non plastificati con ftalati (DEHP-FREE).

Avvertenze e precauzioni: Dispositivi monouso, non risterilizzabili. Smaltire dopo l'uso. La sterilità è garantita a confezione integra e sigillata. Da utilizzare entro la data di scadenza. Utilizzo riservato al personale medico o personale qualificato.

Stoccaggio: Stoccare nell'imballo originale, in luogo pulito ed asciutto (umidità 40% - 65%), a temperatura ambiente di +5 / +30°C, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti in materia di rifiuti ospedalieri.


Codice	Descrizione	Barcode	CND	RDM
900912775	DEFLUSS.FLEBO C/AGO G21 C/ROLLER	 A900912775	A03010101 DEFLUSSORI CON E SENZA PRESA D'ARIA	197579/R
900912763	DEFLUSS.FLEBO S/AGO C/ROLLER	 A900912763		

