


Gruccia Ascellare

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico Classe I.

Destinazione d'uso: Dispositivo destinato a fornire supporto durante la deambulazione, a seguito di infortuni o interventi chirurgici.

Caratteristiche:

Impugnatura regolabile in altezza. Altezza totale della grucciona regolabile.

Disponibile in due misure: Medium e Large.

Altezza totale (M): 1140 – 1340 mm | Altezza totale (L): 1340 – 1540 mm

Portata massima: 120 kg

Materiali: Alluminio, con impugnatura in plastica.

Pulizia: Per la pulizia utilizzare una soluzione a base di sapone neutro. Non utilizzare detersigenti a base di solventi, né spazzole abrasive.

Avvertenze e precauzioni:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Non superare il peso massimo indicato.

Assicurarsi sempre che il puntale della grucciona sia ben inserito nel tubo e non consumato.

Assicurarsi che tutti i dadi siano ben serrati

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Dispositivo conforme alle parti applicabili dei seguenti standard internazionali: EN ISO 21856:2022, EN1985:1999, ISO 11334-1:2007.
Codice ISO: 12.03.12.009.

Codice	Descrizione	Barcode	CND	RDM
950267260	Grucciona ascellare mis. M - PAIO	 A950267260	Y12030603 Stampelle con appoggio sottoascellare	2905684/R
950267272	Grucciona ascellare mis. L - PAIO	 A950267272		

