

Sospensorio Comfort

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I – Non sterile


Destinazione d'uso: Progettato per fornire un efficace sostegno ed una protezione mirata della regione scrotale e pelvica, assicurando comfort durante l'utilizzo, libertà di movimento e supporto stabile, senza comprimere i tessuti addominali. Il dispositivo si indossa in sostituzione di un normale slip. Previo consulto con il Medico, il dispositivo è indicato per:

- Contenimento e sostegno nei casi di varicocele e idrocele;
- Supporto nel periodo post-operatorio;
- Sostegno durante l'attività lavorativa o sportiva.

Caratteristiche: Design anatomico e tessuti elasticizzati selezionati per ridurre il fastidio nelle aree di contatto. Adatto all'uso quotidiano, assicura comfort, traspirabilità, sostegno e libertà di movimento. Dotato di fascia elastica addominale alta 6 cm. Colore: bianco.

Composizione: Cotone 44%, Poliammide 34%, Gomma 10%, Poliestere 6%, altre 6% (per la composizione esatta, fare riferimento all'etichetta cucita sul prodotto).

Istruzioni per l'uso: Per l'impiego appropriato rivolgersi al medico curante e/o tecnico specialistico per la scelta della taglia, modo e tempo di utilizzo. Prima di ogni utilizzo verificare l'integrità del dispositivo e l'assenza di usura o danneggiamenti. Prima del primo utilizzo, si consiglia un lavaggio secondo le indicazioni fornite di seguito. Indossare il sospensorio come un normale slip. Verificare che il dispositivo aderisca in modo uniforme, garantendo un adeguato sostegno senza causare compressioni o fastidi.



Lavaggio e conservazione: Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro o detersivo per capi delicati. Non candeggiare. Non lavare a secco. Non asciugare in asciugatrice. Lasciare asciugare in posizione orizzontale, lontano da fonti di calore. Non stirare. Conservare il dispositivo in un luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Avvertenze: Il dispositivo deve essere della misura adeguata; una taglia non corretta può compromettere il comfort e l'efficacia del sostegno. Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento o deterioramento dei materiali. Non modificare o riparare il dispositivo. Non applicare su cute lesa o in presenza di irritazioni cutanee. Non utilizzare a contatto con pomate o unguenti. Il dispositivo non è sterile. Contiene lattice. Nel caso di insorgenza di effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al medico.

Smaltimento: Smaltire secondo le norme vigenti.

DISPONIBILE IN QUATTRO DIVERSE TAGLIE, INDIVIDUABILI MISURANDO LA CIRCONFERENZA VITA.

CODICE MINSAN	BARCODE	DIMENSIONI	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	RDM
925605976	 A925605976	S 70-80 cm	Y090699	2204522
925605988	 A925605988	M 81-90 cm		2204566
925605990	 A925605990	L 91-102 cm		2204576
925606004	 A925606004	XL 103-113 cm		2205302

