

Bastone per Ciechi

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico di Classe I

DESTINAZIONE D'USO

Indicato per persone con alterata capacità di deambulazione e di coordinazione motoria soprattutto a causa di limiti visivi.

CARATTERISTICHE E MATERIALI

COMPOSIZIONE:

Bastone: legno di faggio / Puntale: gomma

DIMENSIONI:

Altezza bastone: 96 cm. / Puntale: 2 cm. / Altezza totale: 98 cm.

CARATTERISTICHE:

Portata massima di 100 Kg. Indicato sia per una popolazione femminile, sia maschile. Diametro del bastone 18 mm.

MANUTENZIONE:

Pulire il bastone con un panno umido e detersivo neutro poco concentrato. Asciugare bene prima del riutilizzo.

AVVERTENZE:

Non utilizzare se il dispositivo presenta danni visibili. Utilizzare sempre il puntale della dimensione corretta. Non mettere a contatto con sostanze oleose o abrasive. Utilizzare solo se si è in grado di afferrare e governare il dispositivo.

DESCRIZIONE	CODICE	BARCODE
BASTONE PER CIECHI	906468347	 A906468347

SMALTIMENTO: Smaltire secondo le Normative vigenti.Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.itDistribuito da FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia
Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185
www.farmacare.it
commerciale@farmacare.it