

Calza preventiva Antitrombosi Mod. Coscia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.




Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Destinazione d'uso: Indicato nella profilassi anti-trombo-embolica, nel pre-post operatorio e nei pazienti costretti a letto per lungo tempo.



Latex Free

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Inserto in maglia poliestensiva con cucitura rivolta verso l'esterno.	Previene l'effetto emostatico. Migliora la vestibilità ed il comfort.
Tallone modellato creato in fase di tessitura (e non di stiratura).	Aiuta ad evitare che le calze salgano e scendano. Mantiene la calza in posizione corretta esercitando così una pressione costante.
Foro di ispezione sulla punta del piede.	Consente un rapido controllo del piede senza comprometterne la compressione.
Banda superiore in silicone.	Evita che la calza si muova, permette una buona compressione senza rischio di allergie.
Taglia della calza ricamata direttamente sul piede: sempre perfettamente leggibile.	Facilita l'identificazione della taglia. Non si stinge a seguito del lavaggio e non si consuma.



Calza preventiva Antitrombosi Mod. Coscia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Circonferenza "G" Coscia	Circonferenza "C" Polpaccio	Lunghezza Gamba	Taglia	REF	CND (Codice classificazione nazionale)	RDM (Numero di repertorio)
		fino a 74 cm	S-SHT	900478064	M030405	2188050
Inferiore a 63 cm	Fino a 31cm.	da 74 a 80 cm	S-REG	900478328	M030405	2188042
		oltre 80 cm	S-LNG	900478367	M030405	2188030
		fino a 74 cm	M-SHT	900478405	M030405	2188026
Inferiore a 63 cm	da 31 a 36 cm	da 74 a 80 cm	M-REG	900478431	M030405	2188022
		oltre 80 cm	M-LNG	900478456	M030405	2188017
		fino a 74 cm	L-SHT	900478494	M030405	2188016
Inferiore a 63 cm	da 36 a 42 cm	da 74 a 80 cm	L-REG	900478619	M030405	2188013
		oltre 80 cm	L-LNG	900478672	M030405	2188006
		da 74 a 80 cm	XL-REG	900478773	M030405	2188004
da 63 a 81 cm	oltre 38 cm	oltre 80 cm	XL-LNG	900478936	M030405	2187914

ISTRUZIONI PER L'USO:

Tabella di identificazione - Taglia calza coscia

- Misurare la circonferenza della coscia nel punto G.
- Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
- Misurare la distanza del tallone all'inguine per determinare la lunghezza, punto L.

Come trovare la propria taglia:

- Misurare le circonferenze della coscia e del polpaccio per determinare le taglie S, M, L, XL.
- Misurando la distanza dal tallone all'inguine si determina la lunghezza della gamba e quindi la taglia finale. (Short/Regular/Long).

Smaltimento: Smaltire secondo le norme vigenti.

