

Corsetto Universal

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



COLORE
CREMA

**Dispositivo Medico
di Classe I**

Destinazione d'uso:

Utilizzato nelle
sintomatologie
artrosiche del rachide
lombare e nel decorso
post-operatorio
delle diverse patologie
del rachide.

Indicato anche nella
prevenzione e terapia di
strappi muscolari e mialgie.
Presenta un elastico fresco
di cotone traforato.

VISIONE POSTERIORE

ALTEZZA POSTERIORE: 28 CM.

VISIONE ANTERIORE

ALTEZZA ANTERIORE: 19 CM.

Composizione: Cotone 60% - Poliestere 16% - Gomma 24%
Il Dispositivo contiene Lattice.

Istruzioni: Indossare sopra la biancheria intima, regolando la tensione tramite la chiusura a strappo posta sul davanti.

Lavaggio: Lavare in acqua tiepida a 30 °C con detersivi per capi delicati. Non strizzare, non centrifugare, non stirare e asciugare a contatto con fonti di calore.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



CIRCONF. VITA	COD. MINSAN	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
cm. 70 - 75	909198588	 A909198588	Y060308
cm. 80 - 85	909198590	 A909198590	Y060308
cm. 90 - 95	909198879	 A909198879	Y060308
cm. 100 - 105	909198881	 A909198881	Y060308
cm. 110 - 115	906479833	 A906479833	Y060308
cm. 120 - 125	902528722	 A902528722	Y060308

Corsetto Universal Millerighe


Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Dispositivo Medico
di Classe I**

Destinazione d'uso:

Utilizzato nelle sintomatologie artrosiche del rachide lombare e nel decorso post-operatorio delle diverse patologie del rachide. Indicato anche nella prevenzione e terapia di strappi muscolari e mialgie. Presenta un elastico di cotone pesante incrociato posteriormente.



VISIONE POSTERIORE

**COLORE
CREMA**

VISIONE ANTERIORE

Composizione: Cotone 48% - Poliammide 41% - Gomma 11%
Il Dispositivo contiene Lattice.

Istruzioni: Indossare sopra la biancheria intima, regolando la tensione tramite la chiusura a strappo posta sul davanti.

Lavaggio: Lavare in acqua tiepida a 30 °C con detersivo per capi delicati. Non strizzare, non stirare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

CIRCONF. VITA	COD. MINSAN	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
cm. 70 - 75	909198893	 A909198893	Y060308
cm. 80 - 85	909198905	 A909198905	Y060308
cm. 90 - 95	909198917	 A909198917	Y060308
cm. 100 - 105	909198968	 A909198968	Y060308
cm. 110 - 115	906479819	 A906479819	Y060308
cm. 120 - 125	902528734	 A902528734	Y060308

