

FarmaGrip Benda Tubolare Elastica

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Dispositivo certificato
OEKO-TEX®

- Benda tubolare elasticizzata.
- Esercita una pressione uniforme ed un sostegno costante.
- Non si arrotola e non si smaglia.

CLASSIFICAZIONE: DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

CARATTERISTICHE:


FarmaGrip è una benda tubolare elastica che permette una fasciatura a compressione controllata, graduale e duratura, su diverse parti del corpo. FarmaGrip consente, tramite la sovrapposizione di due o più strati, di intensificare la forza di compressione.

FarmaGrip consente una completa libertà di movimento. Veloce e semplice da applicare, riduce i tempi di bendaggio ed i costi. Non si arrotola alle estremità e non si smaglia.

Lunghezza 1 mt. – disponibile in diverse altezze in base alla parte del corpo da trattare.

Colore naturale.

Codice Minsan	Misure	Barcode	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)	Applicazioni
904348481	B cm. 6,25	 A904348481	M030499	2187879	Mano o arto piccolo
904348517	C cm. 6,75	 A904348517		2187884	Mano, braccio o arto adulti
904348529	D cm. 7,5	 A904348529		2187891	Braccio e gamba grande
904348543	E cm. 8,75	 A904348543		2187892	Gamba e coscia sottile
904348556	F cm. 10	 A904348556		2187893	Coscia e ginocchio grande
904348570	G cm. 12	 A904348570		2187896	Coscia grande



FarmaGrip Benda Tubolare Elastica

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



DESTINAZIONE D'USO:

Particolarmente indicata ove venga richiesta un'efficace azione di sostegno e compressione.

Utilizzata per fasciature a compressione controllata su diverse parti del corpo.

Impiegata in tutti i casi in cui si necessita di ulteriore supporto soprattutto in ortopedia, pronto soccorso, ginecologia, flebologia, reparto ustionati, chirurgia e medicina dello sport. Ottimo sostegno per muscoli ed articolazioni indebolite, aiuta considerevolmente la riabilitazione dell'arto dopo la rimozione del gesso.

Utile per il trattamento di vene varicose e per la terapia delle cicatrici ipertrofiche.

COMPOSIZIONE:

85% cotone - 7,5% gomma naturale - 7,5% poliestere

(rivestimento in elastomero, che non consente alla gomma di entrare in contatto con la pelle).

Contiene lattice.

ISTRUZIONI D'USO:

Tagliare la benda FarmaGrip nella lunghezza desiderata ed applicare sull'arto (o parte del corpo) interessato. Se necessario sovrapporre più strati per intensificare la compressione.

Sterilizzabile in autoclave e raggi gamma.

LAVAGGIO E CONSERVAZIONE:

Lavare a mano a massimo 30° C e stirare a bassa temperatura. Evitare trattamenti al cloro. Il Dispositivo se correttamente utilizzato ha una durata di 5 anni.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.



AVVERTENZE:

Non applicare a diretto contatto di ferite o pelle lesa.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO:

Smaltire secondo le normative vigenti.

