

# Otoscopio Luce Diretta HEINE MINI 3000

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:**

Dispositivo Medico di Classe I

**Destinazione d'uso:**

Gli otoscopi HEINE mini 3000 sono strumenti per la visione del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica.

## Otoscopio tascabile compatto con illuminazione luce diretta

**Descrizione:**

Otoscopio dal design unico e compatto compatibile solo con i manici mini 3000. Gli strumenti sono dotati di un dispositivo ottico di ingrandimento e di un'unità di illuminazione alimentata a batteria. L'utilizzo dello strumento è ammesso unicamente da parte di personale Medico specializzato. I pazienti possono essere sottoposti ad esame più volte al giorno. L'Otoscopio HEINE mini 3000 è destinato per esami di breve durata (< 1 min.) con una pausa prima del successivo utilizzo di ca. 10 min.

**Caratteristiche tecniche:**

- **Tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa.**
- Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente e stabile durante l'utilizzo.
- **Finestrella di visione con ingrandimento 3x**
- Superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.**
- Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- **Clip con interruttore integrato acceso/spento.**
- Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- **Manico e testina separati.**
- Di facile manutenzione, versatile.
- **Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.**
- Antiurto, robusta, a presa sicura.
- **Batterie sostituibili.**
- Grandezza AA.
- **In dotazione 8 Speculum (4 misura 2.5 mm./4 misura 4 mm.)**

**Pulizia:** Pulire e disinfettare manualmente all'esterno l'otoscopio con un panno umido e con un cotton fioc all'interno. Fare eseguire la pulizia e la disinfezione solo da una persona con sufficiente competenza in materia di igiene.

**Smaltimento:** Smaltire in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici, seguendo le normative vigenti.

Codice	Descrizione	Barcode	CND (Cod. classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)
905950491	Otosc. Luce Diretta HEINE MINI 3000	 A905950491	Z12149006	97394/R



# Otosc. Luce Fibre Ottiche HEINE M3000

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:**

Dispositivo Medico di Classe I

**Destinazione d'uso:**

L'Otoscopio HEINE M3000 è uno strumento per la visione del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica.

## Otoscopio tascabile compatto con illuminazione a fibre ottiche (F.O.)

**Descrizione:**

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa. Compatibile solo con i manici mini 3000.

Gli strumenti sono dotati di un dispositivo ottico di ingrandimento e di un'unità di illuminazione alimentata a batteria o accumulatore.

L'utilizzo dello strumento è ammesso unicamente da parte di personale Medico Specializzato. I pazienti possono essere sottoposti ad esame più volte al giorno. L'Otoscopio HEINE M3000 a F.O. è destinato ad esami di breve durata (&lt; 1 Min.) con una pausa prima del successivo utilizzo di Ca. 10 minuti.

**Caratteristiche tecniche:****Illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.)**

XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa.

**Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.****Batterie sostituibili (formato AA).**

Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.

**Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.**

Clip con interruttore integrato acceso/spento.

**Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino del camice.**

Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.

**Antiurto, robusta, a presa sicura.****Pulizia:** Pulire e disinfettare manualmente l'otoscopio con un panno umido all'esterno e con un cotton fioc all'interno. Fare eseguire la pulizia e la disinfezione solo da una persona con sufficiente competenza in materia di igiene.**Smaltimento:** Smaltire in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici, seguendo le normative vigenti.

Codice	Descrizione	Barcode	CND (Cod. classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)
905950489	Otosc. Luce Fibre Ottiche HEINE M3000	 A905950489	Z12149006	97394/R



# Speculum ric. x Otosc. HEINE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Speculum di ricambio



per F.O. Heine M3000



per Heine Mini 3000



## Destinazione d'uso:

Gli Speculum auricolari monouso Heine sono applicabili sugli otoscopi Heine compatibili e garantiscono una migliore visione dell'orecchio esterno (del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica). Gli speculum sono destinati ad un utilizzo di breve durata.

## Descrizione:

I **Dispositivi Medici di Classe I** sono di plastica per uso Medico.  
Non contengono ftalati.

Codice	Descrizione	Barcode	CND (Cod. classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)
983539735	Speculum Ric. x Otosc. HEINE mm.4 - 250pz	 A983539735	Z12149085	85569/R
983539747	Speculum Ric. x Otosc. HEINE mm.2,5 - 250pz	 A983539747		

