

TENS - EMS

Apparecchio completo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Destinazione d'uso

Il Dispositivo TENS - EMS, grazie all'azione combinata di due differenti trattamenti, favorisce sia la stimolazione elettrica muscolare (EMS) e sia la stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS). È indicato pertanto per il trattamento del dolore e per favorire il tono muscolare.

Descrizione e Caratteristiche

Apparecchio ideato per elettroterapia domiciliare. Dotato di 2 canali indipendenti, genera onda quadra bifasica e compensata. Semplice e facile da utilizzare grazie alla tastiera digitale a comandi intuitivi. Intensità massima 200 mApp.

20 programmi medicali con oltre 300 applicazioni.

Istruzioni sul programma in corso fornite direttamente sul display.

Apparecchio fornito con: 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili) - elettrodi adesivi pregellati - batteria interna ricaricabile Ni-Mh - caricatori, clip di aggancio alla cintura - manuale d'uso, borsa per il trasporto.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Barcode	CND
939468942	TENS - EMS APPARECCHIO COMPLETO	114 x 68 x 26 mm.	 A939468942	Z120601

La scelta dell'elettrodo è in funzione della parte del corpo che deve essere coinvolta nel trattamento di stimolazione.

Codice	Dimensioni	Barcode
903162725	Elettrodi adesivi pregellati cavetto femmina mm. 35x45 - 4pz	 A903162725
984826368	Elettrodi pregellati 50x90mm - Jack 2mm - 4 pezzi	 A984826368

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

Vita utile del Dispositivo*: 3 anni.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it



* Farmacare specifica che per vita utile si intende il periodo durante il quale ci si aspetta che il dispositivo rimanga idoneo per l'uso previsto, o, in altri termini, il periodo accettabile di utilizzo in servizio. Una vita utile di 3 anni non implica che dopo tale periodo il dispositivo e i suoi accessori non debbano più funzionare ma piuttosto che è consigliato un controllo da parte del Fabbricante per appurare che le caratteristiche di sicurezza e prestazione siano rimaste invariate. Il numero di assistenza del Fabbricante è: 041.5401356.