

Salvapelle pre-tape

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

ROTOLO DA mt. 27 m. x 7 cm.

SALVAPELLE PRE-TAPE PER SOTTOBENDAGGIO CLASSIFICAZIONE: DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

Destinazione d'uso:

Pratica sportiva e flebologia: serve per proteggere la pelle da bendaggi adesivi e funzionali taping; consente una rimozione facile ed indolore del taping stesso.

Ortopedia: Assorbe l'umidità quando applicato sotto gli apparecchi gessati oppure viene applicato sotto il materiale sintetico di imbottitura per bendaggi rigidi.

Caratteristiche:

Il Salvapelle pre-tape è un film sottile, resistente ed altamente poroso che permette applicazioni stabili e sicure.

Il Dispositivo è monouso. Colore giallo. Non sterile.

Avvertenze: Utilizzare solo su cute integra.

Composizione: 100% schiuma di poliuretano

Conservazione: Tenere il Dispositivo lontano da fonti di calore ed umidità.

Il Prodotto deve essere conservato all'interno della propria confezione originale, lontano dalla luce diretta del sole.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Confezione da 2 rotoli



Confezione da 1 rotolo



Confez. da 1 rotolo



Confez. da 2 rotoli

