

Società Certificata UNI CEI EN ISO 13485:2021

Via A. Gramsci, 8/10/12/14 40018 San Pietro in Casale (BO) Tel.: 051.811905 · Fax: 051.811185

www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it

Sacche urina da letto s/scarico

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

500













Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Destinazione d'uso:

Sacche urina da utilizzare esclusivamente per la raccolta e lo smaltimento dell'urina nei pazienti allettati.

Dispositivo monouso/monopaziente, non destinato alla misurazione. L'indicazione del volume è approssimativa.

Descrizione e caratteristiche:

Sacche da letto per la raccolta di urina, non sterili, prodotte in PVC medicale. Affidabili e sicure.

Confezione da 30 pz.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità 2 litri;
- Sacca in PVC medicale:
- Tubo in PVC antischiacciamento:
- ⇒ Lunghezza tubo: 130 cm e 90 cm;
- ⇒ Valvola antireflusso in PVC lungo tutta la larghezza della sacca;
- Dispositivi privi di lattice.

Codice	Descrizione	Lungh. tubo	Q.tà conf.	Barcode	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
901391779	SACCA UR. LETTO 2L S/S TUBO cm.90	90 cm	30 pezzi	A901391779	A06030301
902176914	SACCA UR. LETTO 2L S/S TUBO cm.130	130 cm.		A902176914	

Avvertenze:

Non riutilizzare il dispositivo. Non utilizzare se si presentano allergie pregresse al materiale di composizione. Leggere sempre le istruzioni dell'uso prima dell'utilizzo. Utilizzare solo a seguito dell'indicazione del proprio Medico. Seguire le indicazioni di stoccaggio. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Cod. Iso Riconducibile 09.27.07.003 - Classificazione LEA 09.27.04.006

Tutte le confezioni sono complete di fustella removibile con barcode.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.





