

CUFFIA, MANOPOLE E PANTOFOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE™ Linea Chemioterapia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



DISPOSITIVI CON TECNOLOGIA AVANZATA GEL|ICE™ PROGETTATI PER AIUTARE A CONTRASTARE GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA CHEMIOTERAPIA

La tecnologia GEL/ICE™ è composta da cuscinetti individuali di ghiaccio in gel, circondati da un gel refrigerante simile a un fluido, che garantisce il mantenimento del freddo fino a 90 minuti.

Classificazione: Dispositivi Medici di Classe I.

Composizione: Fodera in PE/nylon, tessuto rivestito in PTFE. Formula di gel esclusiva. Non contengono né lattice né ftalati.

Pulizia e manutenzione: Il rivestimento esterno ed interno possono essere lavati a mano con acqua e sapone. Asciugare all'aria fino a completa asciugatura.

Avvertenze e precauzioni: Utilizzare solo per la terapia del freddo • Prima di utilizzare il prodotto, consultare un medico • Verificare l'integrità del prodotto prima di utilizzarlo • Non applicare a contatto con cute lesa • Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

CUFFIA REFRIGERANTE IN GEL/ICE™

Destinazione d'uso:

Dispositivo riutilizzabile per la terapia del freddo da applicare sul cuoio capelluto, utile per limitare la perdita di capelli indotta dai trattamenti chemioterapici.

Caratteristiche:

Colore azzurro. Taglia universale: 29.9cm x 19cm x 5.1cm.

Pratica apertura per la coda. Chiusura posteriore a strappo regolabile.

Vantaggi:

Comoda e pratica da usare: basta raffreddarla nel congelatore per almeno 2 ore.

Elevata capacità di mantenimento del freddo – fino a 90 minuti.

Rimane flessibile e aderente al cuoio capelluto anche da congelata.

Tessuto della fodera interna morbido e delicato sul cuoio capelluto.

Efficacia dimostrata dagli studi clinici:

le donne con tumore al seno sottoposte a chemioterapia avevano significativamente più probabilità di avere il tasso di perdita di capelli inferiore al 50% e maggiore ricrescita dei capelli*.



* Bajpai J, Kagwade S, Chandrasekharan A, Dandekar S, Kanan S, Kembhavi Y, Ghosh J, Banavali SD, Gupta S. "Randomised controlled trial of scalp cooling for the prevention of chemotherapy induced alopecia". Breast. 2020 Feb;49:187-193. doi: 10.1016/j.breast.2019.12.004. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31865282; PMCID: PMC7375683.



CUFFIA, MANOPOLE E PANTOFOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE™ Linea Chemioterapia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



MANOPOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE™



PANTOFOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE™



Destinazione d'uso:

Dispositivi riutilizzabili per la terapia del freddo da applicare sulle estremità, allo scopo di prevenire la neuropatia periferica e perdita delle unghie conseguente ai trattamenti chemioterapici. Aiutano a ridurre la sensazione di bruciore, formicolio, intorpidimento.

Caratteristiche:

MANOPOLE: Colore azzurro. Taglia universale: 30cm x 20cm x 2cm. Chiusura a strappo regolabile.

PANTOFOLE: Colore azzurro. Cuciture laterali a soffietto per adattarsi a un'ampia gamma di misure. Disponibili in due taglie: S/M – EUR 35-40 (donna) / 39-42 (uomo): 11.9cm x 25.4cm x 2.5cm

L/XL- EUR 40+ (donna) / 42-45 (uomo): 14cm x 28cm x 2.5cm

Vantaggi:

Comodi e pratici da usare: basta raffreddarli nel congelatore per almeno 2 ore.

Elevata capacità di mantenimento del freddo – fino a 90 minuti.

Rimangono flessibili anche da congelati.

Concentrazione di GEL/ICE™ maggiore in prossimità delle dita, in modo che rimangano raffreddate più a lungo nei punti dove ce n'è più bisogno.

Fodera interna morbida e delicata sulla pelle sensibile.

Efficacia nella prevenzione della neuropatia periferica e della perdita delle unghie dimostrata dagli studi clinici**.

** Shigematsu, H., Hirata, T., Nishina, M. et al. Cryotherapy for the prevention of weekly paclitaxel-induced peripheral adverse events in breast cancer patients. Support Care Cancer 28, 5005–5011 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00520-020-05345-9>.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
950043873	CUFFIA REFRIGERANTE IN GEL/ICE	 A950043873
950043909	MANOPOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE - PAIO	 A950043909
950043911	PANTOFOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE - S/M PAIO	 A950043911
950043947	PANTOFOLE REFRIGERANTI IN GEL/ICE - L/XL PAIO	 A950043947