

Catetere Ur. Foley Silicone Prof. 2 Vie

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Dispositivo di Classe IIb - CND U010201 - RDM 383534/R

Destinazione d'uso: I cateteri Foley 100% in silicone vengono utilizzati per il drenaggio delle urine dalla vescica. Il tempo di permanenza in situ per i cateteri a 2 vie per adulti è fino a 29 giorni.

Caratteristiche: Prodotto in morbido silicone medicale al 100% ad elevata biocompatibilità, inerte e non aderente, per garantire maggior comfort e sicurezza. La linea radiopaca permette di verificare il corretto inserimento del catetere. Tutti i modelli sono corredati di apposito tappo Spigot.

- Lunghezza pediatrico cm 33 / Adulti cm 42
- Superficie liscia • Punta Nelaton • Sterile
- Monouso.
- Capacità del palloncino: Adulti 5-10 ml • Pediatrico 3ml
- Latex free
- Privo di ftalati
- Il tubo trasparente con linea radiopaca permette un'ispezione visiva e un controllo dei fluidi più semplice.



Avvertenze: Utilizzare sotto prescrizione Medica e/o personale specializzato.

Se il packaging è rotto NON utilizzare il dispositivo.

Non utilizzare strumenti affilati quando si è in prossimità del catetere.

Utilizzare una siringa senza ago per riempire il palloncino.

Cod. ISO (1999) 09.24.06.003 / 09.24.03.003 Cod. ISO (Nuovi LEA 2017) 09.24.03.006

Disponibili nei seguenti codici/CH:

CODICE	COLORE	MIS.	BARCODE	CODICE	COLORE	MIS.	BARCODE
900581950		CH 12	 A900581950	900582014		CH 16	 A900582014
900581974		CH 14	 A900581974	900582026		CH 18	 A900582026
900581986		CH 16	 A900581986	900582038		CH 20	 A900582038
900581998		CH 18	 A900581998	900582040		CH 22	 A900582040

Stoccaggio: Si consiglia di stoccare il prodotto al riparo da temperature elevate e dal contatto diretto con raggi ultravioletti. Evitare il contatto con prodotti fenolici a base di olio o loro derivati, grassi, petrolio, paraffine o prodotti simili. Vita utile: 5 anni.

Smaltimento: Smaltire come rifiuto ospedaliero.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti



