

Pieghevole con stabilizzatore "Basic"

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Destinazione d'uso: Indicata per aumentare ed incentivare l'autonomia negli spostamenti in spazi interni ed esterni nei soggetti in grado di utilizzare gli arti superiori. In caso di necessità può essere ugualmente spinta da l'accompagnatore.

Caratteristiche: Carrozzina pieghevole ad autospinta con telaio stabilizzante, dotata di braccioli ribaltabili desk, gruppo pedana regolabile in altezza estraibile e girevole lateralmente. Carrozzina di tipo universale prevalentemente adatta per uso domiciliare.

Composizione:

◆ **Telaio:** Acciaio tubolare saldato, riducibile con parti regolabili. Verniciatura con polveri epossidiche resistenti alla corrosione. Cromatura di parti del telaio.

◆ **Ruote:** Anteriori piroettanti antiforatura su forcella girevole, in poliuretano espanso Ø 200 mm. Posteriori estraibili antiforatura in poliuretano espanso Ø 600 mm con anello corrimano.

L'anello imperforabile di entrambe le ruote è costituito di una speciale miscela SOFT leggera.

◆ **Freni:** A leva con dispositivo di stazionamento. In acciaio e plastica stampata con zigrinatura nella parte destinata al contatto con la gomma della ruota.

◆ **Selleria:** Il sedile e lo schienale sono realizzati in Nylon autoestinguento ad alta resistenza.

◆ **Bracciolo:** Ribaltabile con arresto a pulsante. La parte imbottita è realizzata con imbottitura in poliuretano.

◆ **Gruppo pedana:** Costituito da una struttura in acciaio, regolabile in lunghezza mediante pomello e due bottoncini laterali. Pedana in plastica con supporto rinforzato, ribaltabile.

Pulizia e manutenzione: Per la pulizia del telaio e del rivestimento imbottito, utilizzare un panno umido con detergente a base neutra. Il prodotto è stato progettato per essere sottoposto a processi di sanificazione.

Avvertenze: Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo. Non utilizzare se si ha difficoltà nell'utilizzo degli arti superiori.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Cod. ISO: 12.22.03.003 – CND: Y122106 (Carrozine ad autospinta posteriore) – RDM: 2843742/R

CODICE	DESCRIZIONE	GAMBALI (STANDARD)	LARGHEZZA SEDUTA	INGOMBRO DA CHIUSA	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA SCHIENALE	PROFONDITÀ SEDUTA	PROFONDITÀ TOTALE	PESO	PORTATA MAX	BARCODE
974644419	Pieghevole con Stabilizzatore Basic	In dotazione	41 cm	26.5 cm	58 cm	43 cm	40.5 cm	104 cm	18 kg	130 kg	 A974644419
974844781	Gambali inclinabili per Pieghevole Basic – coppia	(pz. 2) (Opzionali)	—	—	—	—	—	—	—	—	 A974844781

