

Telino Sterile Monouso in TNT

20 pezzi

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico Classe IIa

Destinazione d'uso

Destinato alla creazione di un campo sterile
in occasione di procedure medico chirurgiche.

Caratteristiche:

- il Dispositivo può essere messo a contatto con la pelle lesa. Non è invasivo.
- I telini sono **SINGOLARMENTE** sterili e monouso.
Le performance del prodotto sono in linea con quanto previsto dalle norme EN 13795.
- Nella composizione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione del dispositivo, compreso il suo packaging, non sono utilizzati né ftalati né lattice naturale.
- Il dispositivo è privo di peluria, di odori ed è ipoallergenico.

Avvertenze:

- Non utilizzare qualora il packaging non risultasse integro.
- Il dispositivo non è antistatico, non utilizzare in presenza di sostanze infiammabili libere.
- Non tenere il dispositivo a contatto con fonti di calore diretto in quanto può bruciare.
- Il prodotto è monouso: non riutilizzarlo e non risterilizzarlo.

Composizione:

Il Dispositivo è formato da due strati di TNT FabriJet 74. Gli adesivi all'interno dei due strati del prodotto sono di tipo Hot-Melt e quindi privi di solventi. Strato superiore 30 gr/m² - Strato inferiore 24 gr/m² - Adesivo - 2 gr/m².
Resistenza alla penetrazione microbica valore 6.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.

Codice Minsan	Descrizione	CND	RDM	Barcode
982532487	TELINO STERILE MONOUSO in TNT cm. 50X50 20Pezzi	T02010199	2126714/R	 A982532487
982532501	TELINO STERILE MONOUSO in TNT cm. 75X90 20Pezzi	T02010199	2131350/R	 A982532501

