

Società Certificata UNI CEI EN ISO 13485:2021

Via A. Gramsci, 8/10/12/14 40018 San Pietro in Casale (BO) Tel.: 051.811905 · Fax: 051.811185 www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it

Set per Cateterismo Vescicale

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.













CLASSIFICAZIONE: DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIA.

DESTINAZIONE D'USO:

Set indicato nelle procedure di cateterizzazione vescicale.

I componenti sono disposti in successione d'uso, in modo da rendere possibile l'esecuzione delle manovre di cateterizzazione con tecnica asettica, senza interrompere la sequenza sterile delle operazioni.

ARTICOLI CONTENUTI:

- 1 Paio di guanti in vinile M
- 1 Telo campo in biaccoppiato 50x60 cm
- 1 Telo in biaccoppiato 50x60 cm con foro e taglio
- 5 Tamponi di garza Ø 30 mm
- 1 Pinza ad anelli in plastica
- 2 Compresse di garza 10x10 cm 8 strati
- 1 Siringa 10 ml preriempita con gel lubrificante sterile
- 1 Siringa 10 ml preriempita con acqua depurata sterile
- 1 Sacchetto rifiuti



Confezione monouso. Sterilizzato con Ossido di Etilene.

AVVERTENZE:

Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. I Prodotti hanno validità di 36 mesi.

CONFEZIONE PRIMARIA:

Vaschetta preformata in PVC con copertura in carta grigliata e laccata di grado medicale.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, tra 5°C e 30°C.

SMALTIMENTO:

Dopo l'uso smaltire secondo le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari biologici tramite l'apposito sacchetto in dotazione.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE	CND	RDM
970396216	Set per Cateterismo Vescicale senza disinfettante	A970396216	U9099	77240/R



