

Bastone Legno Imp.Fis.Marmorizzato

UOMO / DONNA

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Portata massima 100 Kg.

Classificazione

Destinazione d'uso

Ideale per coloro che necessitano di sostegno durante la deambulazione.

Caratteristiche e Materiali

Composizione: Canna: Legno di faggio / Impugnatura: Metacrilato

Caratteristiche tecniche:

- Portata massima: 100 Kg
- Diametro puntale: 20 mm
- Altezza: 92 cm
- Peso del bastone: 0,3 Kg

Istruzioni di utilizzo:

- La posizione eretta dell'utilizzatore identifica un corretto utilizzo del bastone (a 90° con la superficie del terreno).
- Non posizionare l'estremità della canna troppo distante dal corpo.
- Utilizzare sempre il puntale della misura corretta.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
906790858	BASTONE LEGNO <i>DONNA</i> IMP.FIS.MARMORIZZATO	 A906790858
906790579	BASTONE LEGNO <i>UOMO</i> IMP.FIS.MARMORIZZATO	 A906790579

Avvertenze: Per la pulizia usare solo detergenti neutri. Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi. Controllare che il peso dell'utilizzatore sia compreso nella portata massima del dispositivo. La vita utile del dispositivo è di 24 mesi. Non utilizzare il dispositivo per scopi differenti da quelli riportati nella destinazione d'uso.

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti



Distribuito da FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia / Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185
www.farmacare.it / commerciale@farmacare.it