

Elettrodi monouso per ECG in foam per adulti e bambini

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Busta
contenente
100 pz.**



100 pz.



Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

Destinazione d'uso:

Indicati per la registrazione dell'elettrocardiogramma a riposo o durante prove da sforzo. Il sensore Ag/AgCL (argento e cloruro di argento) nell'elettrodo fornisce un tracciato ECG stabile e affidabile. Prodotto destinato sia per adulti e sia per bambini.


Caratteristiche e Materiali

Composizione: FOAM (Schiumato medicale in PE). Adesivo: Resina sintetica ipoallergenica e biocompatibile. Materiale conduttore: Argento e Cloruro di Argento. Gel: Idrogel solido. Dispositivo latex free.

Dimensioni: 2.8 X 4.4 Cm.

Caratteristiche: Monouso. Il materiale schiumato PE permette di proteggere la pelle sotto l'elettrodo dall'aria e da fluidi medicali contaminanti. È conforme alla norma ANSI/AAMI EC 12:2000 che permette il recupero del segnale dell'ECG dopo la scarica del defibrillatore.

Avvertenze: Non riutilizzare il dispositivo. Una volta aperta la confezione da 100 pz deve essere richiusa su sé stessa per una migliore conservazione. Utilizzabile da personale sanitario competente. Non utilizzare se si presentano allergie pregresse ai materiali di composizione. Conservare a temperatura da +5 °C a +30 °C. Validità del prodotto: 36 mesi.

CODICE	BARCODE	CND (Codice classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)	Confezione	Imballo integro
986783165	 A986783165	C020501	2254828	Busta contenente 100 Elettrodi	20 buste (2000 Elettrodi)

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

