

GAMBESANE - Cuscino Alzagambe

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico

Destinazione d'uso:

Supporto per favorire la circolazione sanguigna in caso di stasi venosa al piede e alle caviglie.



Caratteristiche tecniche:

- Forma a cuneo ergonomica;
- Colore bianco;
- Misure: 54x67x20 cm.;
- Poliuretano espanso;
- Fodera 100% cotone - con cerniera rimovibile e lavabile;
- Privo di lattice.



Modalità di utilizzo:

Può essere posizionato su letto oppure sul divano per appoggiarvi direttamente le gambe.
Può essere utilizzato inserendolo sotto al materasso, per sollevarlo e favorire la circolazione durante il sonno e/o la degenza.

Manutenzione:

Il cuscino può essere lavato in acqua tiepida a 30 °C con detersivo per capi delicati.
Non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore, senza appendere, in posizione orizzontale esteso.

Fodera lavabile a mano a 30 °C con detersivo per capi delicati.

