

Supporto Pelvico per Carrozzina

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Indicato per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina. Permette di fissare il bacino per distribuire correttamente il carico del soggetto attraverso l'allineamento posturale del tronco.

Descrizione e Caratteristiche

Composizione: Poliammide, polietilene e polipropilene.

Dimensioni: Lunghezza cintura: 87 cm. / Altezza base anteriore: 36 cm. / Larghezza inguine: 17 cm. / Lunghezza totale (con i lacci di fissaggio): 4 mt.

Caratteristiche: Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina. Dotato di cintura regolabile.

Cod. ISO (1999): 18.09.39.163 / Cod. ISO (NUOVI LEA 2017): 12.27.91.012

Lavaggio: Non lavare in lavatrice o a temperature elevate (oltre 40 °C) per non compromettere i materiali. Fare asciugare lontano da fonti di calore.

Avvertenze: Il Dispositivo deve essere prescritto da un Medico o da uno Specialista. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Descrizione	Codice	Barcode	CND
SUPPORTO PELVICO PER CARROZZINA	984797807	 A984797807	Y122406

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

